



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v6i0.2255>

### OCCL-043

#### **Provisionalização imediata sobre implante com enxerto de tecido conjuntivo associado: relato de caso**

Cruz RS, Lemos CAA, Fernandes e Oliveira HF, de Souza Batista VE, Verri ACG, Pellizzer EP, Verri FR

**Área:** Prótese

Provisionalização imediata tem sido uma alternativa viável para reposição de dentes perdidos, principalmente quando a estética é fator preponderante no tratamento. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi apresentar um relato desta técnica, com instalação de implante imediato seguido de estética imediata, utilizando a própria coroa do dente extraído como provisório. Paciente N.G., masculino, 76 anos de idade, compareceu a clínica de reabilitação oral com sensibilidade no dente 12. A análise clínica mostrou possível fratura, com confirmação radiográfica. Assim, após discussão foi proposto exodontia com realização da instalação imediata de implante cone Morse e confecção de um provisório utilizando o próprio dente extraído. Após exames complementares foi realizada a exodontia com colocação de um implante de 3,75x13mm, com instalação de munhão pré-fabricado para confecção de prótese cimentada. A coroa do dente extraído foi desgastada para adaptação no coping provisório do munhão escolhido e capturada em posição. Foram realizados adaptação e ajuste do provisório, deixando o provisório sem toques dentários. Enxerto conjuntivo da área cirúrgica palatina foi deslocado para vestibular para auxiliar na manutenção da arquitetura de tecido mole. A coroa definitiva foi instalada 6 meses após a provisionalização. O procedimento foi eficaz para reabilitação provisória, favorecendo a manutenção do tecido e estabilizando a coroa cerâmica final com grande aceitação pelo paciente e estabilizando.

**Descritores:** Prótese Dentária; Implante Dentário; Osseointegração.